



ÖGD - Simulator



Art.Nr.: 7150

ÖGD - Simulator

Dieses hochwertige Übungsmodell für die Oesophago-Gastro-Duodenoskopie erlaubt das Einführen und Navigieren eines Endoskops von Speiseröhre bis Zwölffingerdarm.

Spezielle, weiche Materialien reproduzieren den Gastro-Intestinal Trakt lebensecht und ermöglichen so ein Training der Endoskopie wie am echten Menschen. Die inneren Strukturen sehen im Endoskop lebensecht aus und verhalten sich auch wie echtes Gewebe. Dargestellt sind Zunge, Kehlkopf, Speiseröhre, Magen und Zwölffingerdarm. Mund, Ösophagus und Duodenum können ausgewechselt und durch optionale Module mit höherer Schwierigkeit ersetzt werden. Das Grundmodell kommt in Schwierigkeitsstufe 1, die Stufen 2 und 3 können als Zubehör bestellt werden.

Das Modell verfügt über Polypen in 4 Stadien sowie einen Ulkus zur Übung der Navigation und der Diagnose.

Folgende Übungen können durchgeführt werden:

- Navigationstraining von Mund bis Zwölffingerdarm
- Clipping (wird diese Option benutzt, muss der Magen nach einigen Übungen gewechselt werden)
- Biopsie (wird diese Option benutzt, muss der Magen nach einigen Übungen gewechselt werden)
- Schlingentraining (Wird die Schlinge ganz zugezogen, muss der Magen nach einigen Übungen gewechselt werden)

