

hyperrealistischer IV Trainingsarm

Unser neuer Injektionsübungsarm „Puncture Pete“ löst alle Probleme, die Sie mit anderen Armen haben könnten. Er bietet ein ausgedehntes Netz von leicht austauschbaren Venen unterschiedlicher Tiefe, die eine Reihe von Schwierigkeitsgraden beim Üben der IV-Injektion ermöglichen.

Folgende Venen können punktiert werden:

- Dorsalvene
- Vena cephalica
- Vena basilica
- Vena brachialis (tief)
- Vena radialis
- Vena antebrachialis mediana
- Vena ulnaris
- Vena cubitalis mediana

Alle Venen, die auf der Haut zu sehen sind, liegen genau unter der Hautstruktur und können punktiert werden. Das Flüssigkeitssystem ist in der Lage, bei erfolgreicher Venenpunktion einen Blutrückfluss zu simulieren, was dem Benutzer ein unmittelbares Feedback gibt. Der Arm ist aus strapazierfähigem, aber dennoch realistischem, weichem Silikon gefertigt, um wiederholtem Gebrauch standzuhalten und Langlebigkeit in Trainingsumgebungen zu gewährleisten. Er ist flexibel und ermöglicht eine einstellbare Positionierung und Drehung des Arms, um unterschiedliche Trainingsszenarien und **Benutzerpräferenzen** zu erleichtern. Natürlich ist er mit Standard-IV-Ausrüstung wie Kathetern, Nadeln, Vakuumröhrchen und Infusionssets kompatibel.

Vorteile:

- **Die Haut kann von einer Person innerhalb weniger Minuten gewechselt werden**, indem sie einfach auf- und abgerollt wird. Sie werden diesen Arm lieben, denn er spart Ihnen eine Menge Zeit.
- **Wenn Sie eine Vene sehen, können Sie diese punktieren!** Wir haben uns große Mühe gegeben, um sicherzustellen, dass die Oberflächentopografie mit einem „punktierbaren“ Gefäß darunter übereinstimmt. Mit anderen Worten: Wenn Sie eine Vene sehen und ertasten können, können Sie diese Vene stechen und einen Blutrückfluss erreichen.
- **Keine Luftblasen mehr in den Venen!** Luftblasen führen zu einem unzureichenden Flashback, der dazu führen kann, dass ein Lernender denkt, er habe versagt, obwohl er alles richtig gemacht hat. Unsere Arme brauchen weniger als 15 Sekunden, um das System zu entlüften und alle Luftblasen zu entfernen!
- **Schnelle und einfache Gefäßinstallation.** Die Gefäße bleiben beim Entfernen/Installieren der Haut an Ort und Stelle! Vorbei sind die Zeiten, in denen Schläuche geknickt und falsch ausgerichtet wurden. In das Design des Trainerkerns sind Rückhaltetaschen integriert, die die Gefäße während des Gebrauchs und der Wartung an ihrem Platz halten.
- **Verschiedene Hauttöne**
 - Machen Sie Ihr Training realistischer, indem Sie Arme mit verschiedenen Hauttönen verwenden. Je naturgetreuer, desto realer die Erfahrung - je realer die Erfahrung, desto größer der Wissenstransfer.

