

# Crico Chris – Koniotomie Task Trainer

Art. Nr.: 7660

Datenblatt



*Experts in medical education  
since 1950*



**ERLER ZIMMER**

Erler-Zimmer GmbH & Co. KG · Hauptstr. 27 · D-77886 Lauf  
Tel.: (+49) 7841/67191-0 · info@erler-zimmer.de · www.erler-zimmer.de

# Crico Chris – Koniotomie Task Trainer

Die Koniotomie stellt hohe Anforderungen an die Fertigkeiten der Behandelnden und kann bei mangelnder Übung schwere Folgen für die Patienten haben. Crico Chris ermöglicht regelmäßiges Training lebensechter Koniotomien ohne Risiko. Der handliche Trainer verfügt über Kehlkopf mit wechselbarem Ligamentum Conicum und Haut. Sowohl Haut als auch Llg. Conicum sind so designend, dass beide schrittweise um 360° gedreht werden können und eine Vielzahl von Übungen erlauben, bis Ersatz notwendig ist. Besonders bei Crico Chris ist der zwischen Haut und Ligamentum platzierte, blutgefüllter Beutel, über den bei der Inzision Blut austritt und das weitere Arbeiten erschwert ist. Crico Chris bietet neben lebensechter Anatomie und realer Haptik ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis und hohe Wirtschaftlichkeit.

## Lieferumfang:

- Grundkörper
- Kehlkopfknorpel
- 2 x Kehlkopf - Bänderschicht
- Halshaut
- Atemweg
- 3 x Kunstblutbeutel

## Ersatzteile / Verbrauchsmaterialien:

<b>Art. Nr.: 7660A</b>	Haut
<b>Art. Nr.: 7660B</b>	Bänderschicht, 3er Set
<b>Art. Nr.: 7660C</b>	Kunstblutbeutel, 3er Set
<b>Art. Nr.: 7660D</b>	Kehlkopfknorpel
<b>Art. Nr.: 7660E</b>	Luftweg

