




# Entrenador de Succión de Vías Aéreas

## Simulador de manejo de succión de vías aéreas y traqueotomía

Características anatómicas y táctiles realistas para entender mejor la succión de las vías aéreas



Succión nasal



Succión oral

### CARACTERÍSTICAS

- 1 Facilitar el entendimiento de cómo insertar el catéter
- 2 Ventana de sección vertical transparente para monitorear el catéter
- 3 Esputo simulado realísticamente viscoso está incluido
- 4 Se puede desmontar fácilmente para limpieza
- 5 Se puede abrir la boca con la mano

### TECNICAS

- | Succión oral
- | Succión nasal
- | Succión endotraqueal

### PUNTOS DE REFERENCIA

- | cavidad oral
- | lengua
- | faringes oral y nasal
- | epiglotis
- | tráquea
- | esófago

### PARTES OPCIONALES

**11229-060 Protector Oral para la práctica con uso de líquido**  
El protector oral en que se pone el esputo simulado se puede comprar como parte opcional. Este protector oral es para mantener el esputo dentro de la cavidad oral.



### DESCRIPCIONES

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 45x23x15cm / 17.7x9x5.9 plgds.

#### CONTENIDO DEL JUEGO

1	Modelo de cabeza y cuello con la anatomía de vía aérea	1	jeringa
1	botella de lubricante	1	caja de almacenamiento
2	catéteres	1	lubricante
1	botella de esputo simulado	1	manual de instrucción
1	cupeta metálica		

#### MATERIALES

Resina blanda  
Libre de látex

#### REPUESTOS

11229-020	1 piel con tráquea de repuestos
11229-070	1 esputo simulado
11229-040	2 catéteres de muestra
11229-050	1 lubricante

#### PARTES OPCIONALES

11229-060	Protector Oral para la práctica con uso de líquido
-----------	--